

Бесцементная тазобедренная ножка TBG

Бесцементная тазобедренная ножка TBG, Ti покрытие, ШДУ 135°

Номер	Размер	Длина ножки (мм)	Длина шейки ножки (мм)
130220001S	1	95	33
130220002S	2	110	33
130230003S	3	120	35
130240004S	4	125	35
130250005S	5	130	37
130260006S	6	135	37
130270007S	7	140	39
130280008S	8	145	39

Бесцементная тазобедренная ножка TBG, HA покрытие


Номер	Размер	Длина ножки (мм)	Шеечно-диафизарный угол
130560001S	1	95	135°
130560002S	2	110	135°
130570003S	3	120	135°
130580004S	4	125	135°
130590005S	5	130	135°
130600006S	6	135	135°
130610007S	7	140	135°
130620008S	8	145	135°

Бесцементная тазобедренная ножка TBG, Ti-HA покрытие

Номер	Размер	Длина ножки (мм)	Шеечно-диафизарный угол
130470001S	1	95	135°
130470002S	2	110	135°
130480003S	3	120	135°
130490004S	4	125	135°
130500005S	5	130	135°
130510006S	6	135	135°
130520007S	7	140	135°
130530008S	8	145	135°

Бесцементная тазобедренная ножка TBG





Предупреждение

Данный продукт клинического применения. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по использованию. Настоятельно рекомендуется пройти инструктаж у опытного хирурга.